

音波振動式ソーラー歯ブラシ保証書

本書は、保証規定（裏面に記載）の内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に正常使用において故障が発生した場合は、（株）シケンに修理依頼のご連絡をお願いします。

製品名・型番	音波振動式ソーラー歯ブラシ SOLADEY RHYTHM (AE-11B) ソラデー リズム		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 （ブラシ部を除く）		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所		
販売店	電話	（ ） -	
	店名・住所・電話		

捺印

研究開発・販売元

株式会社 **シケン**

〒543-0045

大阪市天王寺区寺田町2-5-6

通話料無料（ソラデーお客様相談窓口）

0120-00-5212

FAX 06-6772-6945

〈受付時間〉：平日9～17時

ホームページ <http://www.kk-shiken.co.jp>

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。その際、まずシケンユーザー係までご連絡下さい。
- 保証期間内でも以下の場合は原則有料となります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理、分解による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の落下、輸送等の過度の衝撃による故障及び損傷
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地災、公害・塩害・異常電圧等による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）での使用による故障及び損傷
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
 - (ト) ブラシ等の消耗部品
- 本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行しませんので大切に保管して下さい。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
※保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、保証期間内の対応やその後の安全点検活動の為に利用させていただくことがあります。

修理メモ

取扱説明書

音波振動式ソーラー歯ブラシ
SOLADEY RHYTHM
ソラデー リズム

型番 **AE-11B**

SHIKEN Co., Ltd.

一般家庭用
保証書付

ブラシ部

半導体(酸化チタン)

本体

(ON/OFF)スイッチ

ソーラーパネル

電池ケース

スタンド

●この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●この取扱説明書には安全に正しく使用するための事項がありますので必ずお読み下さい。

●保証書も付属しておりますので、大切に保管して下さい。

電池の交換方法

1 電池ケースを①の方向へ回して外す。

背面

① ②

③

④

電池ケース

2 単4形乾電池を入れる。

① ②

新品の単4形アルカリ乾電池で1回2分で、約90回ご利用頂けます。

3 電池ケースを回して閉める。

背面

① ②

③

電池ケース

①電池ケースの③を④の位置まで押しこみます。

②④と⑤が、まっすぐに止まるまで②の方向へきっちりと回します。

正しい位置

間違った位置

注意

- 必ず単4形アルカリ乾電池をご使用下さい。
- 入れる際は水分が電池やケース内に入らないようにして下さい。
- 防水ゴム（Oリング）は外さないで下さい。
- スイッチがOFFの状態で行って下さい。
- ソーラーパネルで、乾電池の充電及び振動モーターの駆動はできません。電池が切れた場合は交換して下さい。

ソラデーリズムの働き

④ 振動エネルギー

①

②

③

⑤

“ツルツル”の歯を実現!

⑥

光
(クリーンエネルギー)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

●振動していない場合でも上記の電子による効果が発揮されます。

製品仕様	
〈本体〉	
重量	約44g(ブラシ装着時・電池別)
外形寸法	207 × 18φmm
使用電源	単4形アルカリ乾電池
振動数	約18,000回ストローク/分(無負荷時)
使用時間	1回2分 × 約90回
※製品の仕様は、予告無く変更になる場合があります。	
〈ブラシ部〉	
柄の材質	アクリル樹脂
毛の材質	ナイロン
毛のかたさ	やわらかめ
耐熱温度	60℃
〈セット内容〉	
本体	× 1
取扱説明書	× 1
スタンド	× 1

使用方法

1 ブラシ部全体を水でぬらす。

※歯磨剤使用の際は少量使用をお願いします。

2 口の中にブラシを入れスイッチを押し電源を入れる。

3 歯を磨く2・3分が目安。

軽く動かしながら磨いて下さい。歯の表面、歯茎との境目、歯間にあたるように。

4 スwitchを押して電源を切る。

毛先の当て方

歯の表面、臼歯部
表面に対して90°
小刻みに動かす

90度

歯と歯茎の境目
境目に対して45°の角度で
左右に小刻みに動かす

45度

裏面
歯並びの悪いところ
歯面に沿って

●ブラッシング圧は、軽く当てる程度で効果があります。

●一本ずつ小刻みに磨いて下さい。

ブラシの交換方法

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

もし脱着部が固まったときは
ブラシ部のみ、ぬるま湯に5分
程度浸して下さい。

【脱着時】ブラシ部とホルダー部を水平にしてまっすぐ引き抜いて下さい。
【装着時】カチッと音がするまで確実に差し込んでご使用下さい。

お手入れ・保管方法

■ブラシの洗いか方
ご使用後はブラシ部を外し
流水で洗い、水を切って、
本体に装着し風通しの
よい所で保管して
下さい。

■保管方法
水洗い後は、タオル等で
拭いて専用スタンドに
立てて保管して下さい。
※保管時に太陽電池への
光は必要ありません。

■本体の洗いか方
汚れが気になる場合は、本体を水洗いして下さい。
歯磨剤等による半導体(酸化チタン)の汚れは、
ブラシ部を外した状態で水洗いして、その後
水分をよく拭き取して下さい。
※樹脂が変質する可能性がありますので、熱湯、塩素系漂白剤、シンナー、除光液等の有機溶剤は
使用しないで下さい。

替ブラシ（別売）

替ブラシは、ソラデー専用スペアブラシ for RHYTHM(やわらかめ)を推奨します。弊社従来品のソラデー専用スペアブラシも使用できますが、H(かため)に関しては、強く押し当てたり、当て続けると怪我の原因に繋がりますので控え下さい。