	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	TEN	
	OLAOEY RHYTI VOP- UKA	HM] (AE-1)	18)
国が対性 おり	Cい上げ日から 1年間	(ブラシ献を輸	<)
声買い上げ 日	*	78	Ħ
お有用 S			椒
5 生間			
MESS ()	-	
(各名·作斯·爾)	(i)		

ホームページ http://www.kk-shiken.co.jp

保証規定

副馬科馬利(ソラデーお事権権開設点)

團 0120-00-5212

FAX 06-6772-6945

(量价等期): 平日9~17時

- 1.取扱業所書。未体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に **乾燥した場合は、気料使用を水をていただまます。その間、まずシケンユーザー側をで** ご連絡下さい。
- 2.模築機能的でも以下の場合は原制を向となりなす。
- (-行使而主の関リ、及び不高な無罪、分解による故論及び提供)
- (ロ) 必置上げ後の第下、輸送等の過度の過程による故障及び損傷
- ○○大災・助機・水害・提撃・その他の天災効果、公害・衛害・関禁電圧等による組除 るが指揮
- (二)一般発売用以外(科スは黄鷺河等)での使用による故障及び推薦
- (水)木構のご腹示がない場合

医短圆角·顺光元

₹643-0045

株式会社 ジケン

大阪市天平寺区号示町2-5-6

- (へ)未書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の収入がない場合、あるいは 学句を書き換えられた場合。
- ハイプラン製の販売が及
- 3.水電月引水階あでの使品においてのみ有熱です。
- This warranty is valid only in Japan.)
- 4.水雪は高鷺行しませんので大切に報告して下さい。
- 5.この後回動した前に明示した説明、東州のもとにおいて無料を見まる的東するものです。 したがって、この疾病者により疾病者を発行している者(長行責症者)、及びそれ以外の 事事者に対するお客機の法律上の権利を制限するものではあり至せん。
- **名類準用性性がその保存期間は製造に有切り数5年です。**
- 長泉経常にご記入いた方いたお客様の個人業報は、保証期間内の対応やその様の 安全点種活動の為に利用させていただくことがあります。

事代/モ		

取扱説明書




一般歌戲符

保脏會付

音波振動式ソーラー歯ブラシ SOLADEY RHYTHM

リラテー リズム

59 AE-11B



安全上のご注意 お使いになる前に必ずお前み下さい

- ●職品を正しく安全にお使いいただくためにもよくお読み下さい。
- ●以下の内容は、人身への危害または財産への侵害を未露に防止するためのものです。

★ 事業 取扱いを買った場合、死亡または重症を負うことが規定される内容。

▲ 注意 現底にを使った場合、発症を含う。それは物的項目のみが表定される内容。

지원

(してはいけないこと)



● 機制マーク (必ず守ること)


△ 警告


● 本制品並びに告プラシは異動気の手の儲かない所に保管する(震鼓防止) ⑤ ベースメーカー・回動総告終ご使用の方は使用不可(操作能をおこす可能を)。 S ロ煙内に使になる症状がある場合は歯科数にご相談のうえご使用下さい。

小注意

- 指定の電池の+一種を正しく入れる(発熱・液漏れ・破裂の原因)。
- 4 指定の電池の注意事項を必ず守る(発熱・波漏れ・機器の原因)。
- 長時間使用しない時は難地を外して保管する(発息 液温丸・収益の原剤)
- 毎 電池交換時は木体に水分がない状態で行う(景景・液漏れ・破裂の原因)。 ● 電池を火の中に根げ入れたり、高温な場所で保管しない場合動に根熱調的。
- ブラシを数者せずに本体を口に入れないで下さい。(量級の原因)
- ◎ お風呂・シャワー宮での使用禁止(諸電や故障の原因)。
- ③ 淡水させない(感覚や故障の原樹)。
- ○分解・改造・修理の禁止(予期せぬ怪我や事故の原因)。
- 〇 周囲側が多く配合されている価層熱を併用しない(層める課因)。
- ② 値や値型にブラシ部を強く押し出てたり、出て続けない(痛める原因)。
- 人以外に、または健康会议外で使用しないで下さい(予測性概要量の配置)。 ③ 本体に落下等の強い衛盤を加えないで下さい(機能や故障の原務)。
- ③ 自分の行為を課酬できない方は使用しないで下ざい(整弦の表因)。
- 売電式電池の使用はお控え下さい(接動機低下・故障の原因)。

電池の交換方法





- ワーナーバネルに発が当たると電子を発生します。その電子を治療機を強い、単導体 健化ナタン に移動します。タツー
- 電水丸半導体に大が当たると、電子量が発生します。大量線将用し、この電子量を作の。 ②と、共に等益率の表分を介してはのかに非動します。■このグブルの電子が、確加・自は知ばとした報酬のするからに置きから、他と確認の紹介を
- 18.00g所ストロークバテの接触したブラシが、前と紹介の移動った結構を効率的に確面がら
- 動物を含ます。他等的効果。 ● 紅梨、土塚炸・太田県和・台店製造によりアランシンク結果をある。健康的な歯を実現します。

●摂動していない場合でも上記の電子による効果が発揮されます。

本体)		
3 6	的44点(ブラシ誘導の・電池線)	
外形寸法	207 × 16#mm	
使用骨折	単4級アルカリ数量池	
景 節 数	例16:000回ストローグ/分/国负荷等	
使用片類	1.82分 × 約90%	

特の朝鮮	アクリル普遍
その特質	ナイロン
毛のかたさ	やわらかめ
行前巡回	60.C
(セット内容)	
本体	24 1
取扱影明書	× 1

便用方法



毛先の当て方



●ブラッシング在は、毎く当てる程度で効果があります。 ●一本ずつ小則みに思いて下さい。

ブラシの交換方法



お手入れ・保管方法

■ブラシの洗い方 ご使用優はブラシ那を外し 速水で洗い、水を切って、 本体に装着し規道しの よい所で保管して

■保管方法 点件い接は、サオル答で

続いて専用スタンドは OCTで保険して下さい。 見を特別に大油資本への 流过犯要表为主任人。

■本体の洗い方

汚れが気になる場合は、本体を水洗いして下さい、 歯磨剛等による半導体(関化チタン)の汚れは、 ブラシ唇を外した状態で水洗いして、その機 水分をよく拭き取って下さい。



申機能が配置する可能性がありますので、監督、権害系統直急権、シンナー、緊急教育の各種指標に 便切しないて下さい。

昔ブラシ(別表)

母ブラシは、ソラデー専府スペアプラシ for RHYTHM(やわらかめ)を 推奨します、弊社従来品のソラデー専用スペアブラシも使用できますが、 日(かため)に関しては、強く押し当てたり、当て続けると色景の原因に繋がり **少すのでお換え下さい**。